



KITS QUIRÚRGICOS



KIT QUIRÚRGICO C1 XD + BANDEJA ORGANIZADORA MKC1XDB



① MT-PD440
Fresa de posición, Ø4 mm



② MT-PDM24
Fresa de posición, Ø2,40 mm



③ CT-P2416
Fresa piloto para implantes de 16 mm,
Ø2,40/2 mm



④ MT-DE001
Extensor de fresa



⑤ CT-BTC24
Pin de paralelización, Ø2,40 mm



⑥ MT-CSN33
Avellanador, plataforma estrecha



⑦ MT-GDN33
Avellanador, plataforma estándar



⑧ MT-GDN50
Avellanador, plataforma ancha



⑨ CT-NLI10
C1 Transportador largo para C/A, conexión
cónica, plataforma estrecha



⑩ CT-NLR10
C1 Transportador largo para carraca,
conexión cónica, plataforma estrecha



⑪ CT-SLI10
C1 Transportador largo para C/A, conexión
cónica, plataforma estándar



⑫ CT-SLR10
C1 Transportador largo para carraca,
conexión cónica, plataforma estándar



⑬ CT-WLI10
C1 Transportador largo para C/A, conexión
cónica, plataforma ancha




⑭ CT-WLR10
C1 Transportador largo para carraca,
conexión cónica, plataforma ancha



⑮ MT-RDL30
Destornillador largo para uso manual o
carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27mm



⑯ MT-RDS30
Destornillador corto para uso manual y
carraca, hex. 0'05 pulgadas = 1,27 mm.



⑰ MT-RT070
Carraca quirúrgica dinamoétrica

KIT CONEXIÓN CÓNICA

MK-T051

1 
MT-SMD10
Fresa de marcado lanceolada

2 
MT-PDM24
Fresa de posición Ø2.4mm

3 
MT-PD440
Fresa control distancia plataforma Ø4mm

4 
CT-P2408
Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 8mm de longitud. Ø2.4mm/2.0

5 
CT-P2410
Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 10mm de longitud. Ø2.4mm/2.0

6 
CT-P2411
Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 11,5mm de longitud. Ø2.4mm/2.0

7 
CT-P2413
Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 13mm de longitud. Ø2.4mm/2.0

8 
CT-P2416
Fresa piloto para implantes de 16mm de longitud. Ø2.4mm/2.0

9 
CT-BTC24
Pin de paralelización Ø2.4mm

10 
CT-BTC30
Pin de paralelización Ø3mm

11 
CT-BTC35
Pin de paralelización Ø3.5mm

12 
CT-BTC40
Pin de paralelización Ø4mm

13 
CT-TDC30
Fresa helicoidal escalonada, irrigación externa Ø3/2.4mm

14 
CT-TDC35
Fresa helicoidal escalonada, irrigación externa Ø3.5/3mm

15 
CT-TDC40
Fresa helicoidal escalonada, irrigación externa Ø4/3.5mm

16 
MT-CSN33
Avellanador, plataforma estrecha Ø3.3mm

17 
MT-GDN33
Avellanador, plataforma estándar Ø3.75mm/4.20

18 
MT-GDN50
Avellanador, plataforma ancha Ø5mm/6

19 
CT-NLM30
V3 Transportador largo para C/A, conexión cónica, plataforma estrecha

20 
CT-NLR30
V3 Transportador largo para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma estrecha

21 
CT-NSM30
V3 Transportador corto para C/A, conexión cónica, plataforma estrecha

22 
CT-NSR30
V3 Transportador corto para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma estrecha

23 
CT-SLM30
V3 Transportador largo para C/A, conexión cónica, plataforma estándar

24 
CT-SLR30
V3 Transportador largo para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma estándar

25 
CT-SSM30
C1 Transportador corto para C/A, conexión cónica, plataforma estándar

26 
CT-SSR30
V3 Transportador corto para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma estándar

27 
CT-NLI10
C1 Transportador largo para C/A, conexión cónica, plataforma estrecha

28 
CT-NLR10
C1 Transportador largo para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma estrecha

29 
CT-NSI10
C1 Transportador corto para C/A, conexión cónica, plataforma estrecha

30 
CT-NSR10
C1 Transportador corto para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma estrecha

31 
CT-SLI10
C1 Transportador largo para C/A, conexión cónica, plataforma estándar

32 
CT-SLR10
C1 Transportador largo para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma estándar

33 
CT-SSI10
C1 Transportador corto para C/A, conexión cónica, plataforma estándar

34 
CT-SSR10
C1 Transportador corto para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma estándar

35 
CT-WLI10
C1 Transportador largo para C/A, conexión cónica, plataforma ancha

36 
CT-WLR10
C1 Transportador largo para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma ancha

37 
CT-WSI10
C1 Transportador corto para C/A, conexión cónica, plataforma ancha

38 
CT-WSR10
C1 Transportador corto para uso manual o carraca, conexión cónica, plataforma ancha




39 
MT-RE160
Extractor de pilar para implantes de plataforma estrecha

40 
MT-RE172
Extractor de pilar para implantes de plataforma estándar/ancha

41 
MT-DE001
Extensor de fresa

42 
MT-RDL30
Destornillador largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm

43 
MT-RDS30
Destornillador corto para uso manual o carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm

44 
MT-BT12
Sonda de profundidad para el lecho implantario

45 
MT-BT070
Carraca dinamométrica quirúrgica



Kit quirúrgico Seven XD + Bandeja Organizadora MKSVXDB



MT-TDN19
Fresa de bola, irrigación externa, Ø1,90 mm



MT-PDM24
Fresa de posición, Ø2,40 mm



CT-P2416
Fresa piloto para implantes de 16 mm, Ø2,40/2 mm



MT-DE001
Extensor de fresa



CT-BTC24
Pin de paralelización, Ø2,40 mm



MT-CSN33
Avellanador, plataforma estrecha



MT-GDN33
Avellanador, plataforma estándar



MT-GDN50
Avellanador, plataforma ancha



MT-HLI21
Transportador largo para C/A, hex. interno, plataforma estrecha



MT-LRH21
Transportador largo para uso manual o carraca, hex. interno, plataforma estrecha



MT-HLI10
Transportador largo para C/A, hex. interno, plataforma estándar/ancha



MT-LRH20
Transportador largo para uso manual o carraca, hex. interno, plataforma estándar/ancha



MT-RMR10
Llave larga directa a implante, manual/carraca, plataforma estándar/ancha



MT-RDL30
Destornillador largo para uso manual o carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm



MT-RDS30
Destornillador corto para uso manual o carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm



MT-RT070
Carraca dinámométrica quirúrgica

KIT QUIRÚRGICO SEVEN

MK-T048



- ① **MT-SMD10**
Fresa de marcado lanceolada
- ② **MT-TDN19**
Fresa de bola, irrigación externa Ø1.9mm
- ③ **CT-P2406**
Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 6mm de longitud Ø2.4mm/2.0
- ④ **CT-P2408**
Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 8mm de longitud Ø2.4mm/2.0
- ⑤ **CT-P2410**
Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 10mm de longitud Ø2.4mm/2.0
- ⑥ **CT-P2411**
Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 11,5mm de longitud Ø2.4mm/2.0
- ⑦ **CT-P2413**
Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 13mm de longitud Ø2.4mm/2.0
- ⑧ **CT-P2416**
Fresa piloto para implantes de 16mm de longitud Ø2.4mm/2.0
- ⑨ **MT-TDT28**
Fresa helicoidal, irrigación externa Ø2.80mm
- ⑩ **MT-TDT32**
Fresa helicoidal, irrigación externa Ø3.20mm

- ⑪ **MT-TDT40**
Fresa helicoidal, irrigación externa Ø4mm
- ⑫ **MT-TDT45**
Fresa helicoidal, irrigación externa Ø4.5mm
- ⑬ **MT-TDT50**
Fresa helicoidal, irrigación externa Ø5mm
- ⑭ **CT-BTC24**
Pin de paralelización Ø2.40mm
- ⑮ **MT-BTT28**
Pin de paralelización Ø2.80mm
- ⑯ **MT-BTT32**
Pin de paralelización Ø3.20mm
- ⑰ **MT-BTT40**
Pin de paralelización Ø4mm
- ⑱ **MT-BTT45**
Pin de paralelización Ø4.50mm
- ⑲ **MT-BTT50**
Pin de paralelización Ø5mm

- ⑳ **MT-GDN33**
Avellanador, plataforma estándar Ø3.75mm/4.20
- ㉑ **MT-GDN50**
Avellanador, plataforma ancha Ø5mm/6
- ㉒ **MT-DE001**
Extensor de fresa
- ㉓ **MT-RMR10**
Llave larga directa a implante, manual/carraca, plataforma estándar/ancha
- ㉔ **MT-PP240**
Pin de paralelización Ø2.40/Ø3mm
- ㉕ **MD-PF375**
Pilar de impresión press fit Ø5mm
- ㉖ **MN-PF330**
Pilar de impresión press fit Ø4.5mm
- ㉗ **MT-LRH20**
Transportador largo para uso manual o carraca hex. interno, plataforma estándar/ancha

- ㉘ **MT-SRH20**
Transportador corto para uso manual o carraca, hexagonal interno, plataforma estándar/ancha
- ㉙ **MT-LRH21**
Transportador largo para uso manual o carraca, hexagonal interno, plataforma estrecha
- ㉚ **MT-HLI10**
Transportador largo para C/A, hex. interno, plataforma estándar/ancha
- ㉛ **MT-HSI10**
Transportador corto para C/A, hex. interno, plataforma estándar/ancha
- ㉜ **MT-HLI21**
Transportador largo para C/A, hex. interno, plataforma estrecha
- ㉝ **MT-RDL30**
Destornillador largo, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm
- ㉞ **MT-RDS30**
Destornillador corto para uso manual o carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm
- ㉟ **MT-RT070**
Carraca dinámométrica quirúrgica



KIT QUIRÚRGICO CONEXIÓN CÓNICA LANCE+ MK-0064



MK-0064

① 
MT-SMD10
Spade marking drill

② 
MT-TDN19
Marking drill 1.90mm external irrigation

③ 
MT-C2416
Pilot drill dia. 2.40 height 16mm

④ 
MT-CD310
Conical final drill 3.10mm

⑤ 
MT-CD365
Conical final drill 3.65mm

⑥ 
MT-CD410
Conical final drill 4.10mm

⑦ 
MT-CD490
Conical final drill 4.90mm

⑧ 
MT-CS330
Countersink for Ø3.30 Implant

⑨ 
MT-CS375
Countersink for Ø3.75 Implant

⑩ 
MT-CS420
Countersink for Ø4.20 Implant

⑪ 
MT-CS500
Countersink for Ø5.0 Implant

⑫ 
CT-BTC24
Body try-in 2.40mm for tapered impl. procedure

⑬ 
MT-BTL31
Conical body try-in 3.10mm

⑭ 
MT-BTL36
Conical body try-in 3.65mm

⑮ 
MT-BTL41
Conical body try-in 4.10mm

⑯ 
MT-BTL49
Conical body try-in 4.90mm

⑰ 
MT-SPP24
Step parallel pin 2.4mm for tapered impl. procedure

⑱ 
MT-DE001
Drill extender

⑲ 
MT-LM005
Long motor adapter for 0.05 inch hex.

⑳ 
MT-RDL30
Long hex. drive 0.05 inch

㉑ 
MT-RE160
Int. connection abutment extractor, NP

㉒ 
MT-RE172
Int. connection abutment extractor

㉓ 
CT-NLI10
Coni. con. long insertion tool, NP

㉔ 
CT-NSI10
Coni. con. short insertion tool, NP

㉕ 
CT-SLI10
Coni. con. long insertion tool, SP

㉖ 
CT-SSI10
Coni. con. short insertion tool, SP

㉗ 
CT-WLI10
Coni. con. long insertion tool, WP

㉘ 
CT-WLR10
Coni. con. short insertion tool, WP

㉙ 
CT-NLR10
Long ratchet insertion tool, coni. con., NP

㉚ 
CT-NSR10
Short ratchet insertion tool, coni. con., NP

㉛ 
CT-SLR10
Long ratchet insertion tool, coni. con., SP

㉜ 
CT-SSR10
Short ratchet insertion tool, coni. con., SP

㉝ 
CT-WLR10
Long ratchet insertion tool, coni. con., WP

㉞ 
CT-WSR10
Short ratchet insertion tool, coni. con., WP

㉟ 
MT-RT070



KIT QUIRÚRGICO CONEXIÓN HEX. INT. LANCE+ MK-0049



MK-0049

- ① 
MT-SMD10
Spade marking drill
- ② 
MT-TDN19
Marking drill 1.90mm external irrigation
- ③ 
MT-C2416
Pilot drill dia. 2.40 height 16mm
- ④ 
MT-CD310
Conical final drill 3.10mm
- ⑤ 
MT-CD365
Conical final drill 3.65mm
- ⑥ 
MT-CD410
Conical final drill 4.10mm
- ⑦ 
MT-CD490
Conical final drill 4.90mm

- ⑧ 
MT-CSN33
Countersink for narrow platform
- ⑨ 
MT-GDN33
Countersink for standard platform
- ⑩ 
MT-GDN50
Countersink for wide platform
- ⑪ 
CT-BTC24
Body try-in 2.40mm for tapered impl. procedure
- ⑫ 
MT-BTL31
Conical body try-in 3.10mm
- ⑬ 
MT-BTL36
Conical body try-in 3.65mm
- ⑭ 
MT-BTL41
Conical body try-in 4.10mm

- ⑮ 
MT-BTL49
Conical body try-in 4.90mm
- ⑯ 
MT-HLI21
Implant motor insertion tool, long, int. hex., narrow platform
- ⑰ 
MT-LRH21
Implant ratchet insertion tool, long, int. hex., narrow platform
- ⑱ 
MT-HLI10
Long insertion tool, int. hex. connection
- ⑲ 
MT-LRH20
Long insertion tool for int. hex. connection
- ⑳ 
MT-HSI10
Short insertion tool, int. hex. connection

- ㉑ 
MT-SRH20
Short insertion tool for int. hex. connection
- ㉒ 
MT-DE001
Drill extender
- ㉓ 
MT-RMR10
Long direct hand and ratchet key
- ㉔ 
MT-LM005
Long motor adapter for 0.05 inch hex.
- ㉕ 
MT-RDL30
Long hex. drive 0.05 inch
- ㉖ 
MT-SPP24
Step parallel pin 2.4mm for tapered impl. procedure
- ㉗ 
MT-RI030
Ratchet wrench



KITS A PEDIDO



Kit de Herramientas Protésicas

Herramientas básicas para rehabilitar.

MK-0012

- Destornillador corto y largo de 0.05 pulgadas para uso manual y con torquímetro. (MT-RDS30/ MT-RDL30)
- Torquímetro. (MT-RI040)
- Llave de fijación para pilar de bola. (MT-RB225)
- Llave para Multi Unit. (MT-MURL2)




Kit Tope de Fresas Plataformas

Standard MK-BS001 / MK-BC101

Profundidad exacta deseada.

Incluye longitudes 8, 10, 11.5 y 13mm.

Disponible en conexión hex. interna (MK-BS001) y conexión cónica. (MK-BC101)



SOS Kit Remoción Tornillo Fracturado

MK-0041



Kit de Reposición de Fresas

MK-SD01 / MK-CD01

Disponible para Seven (MK-SD01) y conexión cónica. (MK-CD01)



Kit de Tallado de Pilares

MK-0001

Permite una fácil sujeción de los componentes protésicos para la preparación de pilares de titanio y cerámica, sin dañar estructuras que lo rodean. Para conexión hexagonal interna.



Kit Perfilador de Hueso

MK-0059 / MK-0060

Disponible en conexión hex. interna (MK-0059) y conexión cónica. (MK-0060)



Scan Post Kit

MK-0056 / MK-0057

Disponible en conexión hex. interna (MK-0056) y conexión cónica. (MK-0057)



Kit de Compresión Ósea


MK-0020

Para expansiones óseas y levantamiento de seno maxilar atraumático.

KITS QUIRÚRGICOS MGUIDE

MG-K004

Kit de Herramientas



Kit de Fresas Anillos Standard



* Ambos kits se venden en conjunto

MG-K005

Kit de Fresas Anillos Narrow



MG-K001

Kit de Herramientas



Kit de Fresas Anillos Standard



* Ambos kits se venden en conjunto

MG-K002

Kit de Fresas Anillos Narrow

