




GUÍA DE PRODUCTOS

MIS[®] OPCIONES PROTÉSICAS

MIS cuenta con una amplia gama de componentes protésicos y destaca la relevancia del proceso restaurador, en conjunto con el aspecto quirúrgico, como elemento clave para el éxito de cada plan de tratamiento.



Simplicidad y Conveniencia

- Diferentes alturas gingivales que permiten seleccionar la altura adecuada según el grosor gingival.
- Disponible para todas las opciones restaurativas: cementadas, atornilladas, análogas, digitales y sobredentaduras.

Perfil de Emergencia Cóncavo

- Diseñado para generar mayor espacio para el crecimiento del tejido blando.
- Contribuye a un mayor volumen de tejido y preservación ósea.

Pilares con Anodización Dorada


- Reduce la transparencia y el reflejo a través de la encía.
- Mejora la estética del tejido blando y asegura resultados armoniosos a largo plazo.

Codificación por Colores

- Permite una identificación simple tanto en pilares como en implantes.

Compatibilidad Digital

- Componentes relevantes incluidos en los flujos de trabajo digitales de Shape3 y Exocad.



Pilares CONNECT

	CN-C2040 CN-C3040	H=2mm, Ø4mm H=3mm, Ø4mm	Pilar CONNECT, conexión cónica, NP
	CS-C1540 CS-C2040 CS-C3040 CS-C4040	H=1.5mm, Ø4mm H=2mm, Ø4mm H=3mm, Ø4mm H=4mm, Ø4mm	Pilar CONNECT, conexión cónica, SP

Análogos

	MM-RSM41	L=11mm, Ø4mm	Análogo CONNECT
	MM-MAN40	L=10mm, Ø4mm	Análogo digital CONNECT

Pilares de cicatrización

	MM-H0540 MM-H1540 MM-H3040	H=0.5mm, Ø4mm H=1.5mm, Ø4mm H=3mm, Ø4mm	CONNECT Pilar de cicatrización
---	---	---	-----------------------------------

Pilares temporales

	○ MM-TCI41	C=10mm, Ø4mm	CONNECT Pilar temporal, antirrotatorio
	○ MM-TC041	C=10mm, Ø4mm	CONNECT Pilar temporal, rotatorio

Scan Post

	○ MM-SP104	L=10mm, Ø4mm	CONNECT scan-post, antirrotatorio
---	-------------------	--------------	--------------------------------------

Llaves de inserción y Tornillos

	MT-CLR21 MT-CSR21	CONNECT Llave inserción larga, carraca CONNECT Llave inserción corta, carraca
---	------------------------------------	--

	MM-S0160	CONNECT Tornillo de prótesis
---	-----------------	------------------------------

	MM-SA160	Tornillo de prótesis para canal angulado (Venta por separado)
---	-----------------	--

Transfers de impresión

	○ MM-IOI11	C=11mm, Ø4mm	CONNECT Transfer largo para impresión de cubeta abierta, antirrotatorio
	○ MM-ICI40	C=8,3mm, Ø4mm	CONNECT Transfer de impresión, cubeta cerrada, antirrotatorio (Necesita llave MT-IT100)

Pilares definitivos


	○ MM-CE046	C=6mm, Ø4mm	CONNECT Pilar definitivo estético, rotatorio
	○ MM-CF048	C=8mm, Ø4mm	CONNECT Pilar definitivo estético, rotatorio
	○ MM-CEI46	C=6mm, Ø4mm	CONNECT Pilar definitivo estético, antirrotatorio
	○ MM-CFI48	C=8mm, Ø4mm	CONNECT Pilar definitivo estético, antirrotatorio
	○ MM-AN204	C=8mm, Ø4mm	CONNECT Pilar angulado, 20°, antirrotatorio
	○ MM-CCR04	C=14mm, Ø4mm	CONNECT Calcinable con base en Cr-Co, rotatorio
	○ MM-CCR14	C=14mm, Ø4mm	CONNECT Calcinable con base en Cr-Co, antirrotatorio



OPCIONES PROTÉSICAS PARA PLATAFORMA **NARROW** - CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA

PILARES DE CICATRIZACIÓN


Torque 20-25 Ncm.




(H)

TRANSFER DE IMPRESIÓN

Torque 20-25 Ncm.




ANÁLOGO DE IMPLANTE



PILARES CALCINABLES CR.CO.


Torque 20-30 Ncm.



(H) (T)

PILARES TEMPORALES

Torque 20-25 Ncm.



(H) (T)

PILARES PARA CEMENTAR

Torque 30 Ncm.



(H) (T)

EQUATOR

Torque 30 Ncm.




(H)

PILARES DE BOLA

Torque 30 Ncm.


Llave MT-RB25



OPCIONES PROTÉSICAS PARA PLATAFORMA **NARROW** - CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA

TI BASE

Torque 30 Ncm.



(H) (T)


SISTEMA EZ-BASE

Torque 20-25 Ncm.

MT-ELR10 (larga) / MT-ESR10 (corta)



ANÁLOGO DIGITAL



POSTE DE ESCANEO

Torque 20 Ncm.




(H) (T)

PILARES MULTI UNIT RECTOS

Torque 30 Ncm.


Llave MT-MURL2



PILARES MULTI UNIT ANGULADOS


Torque 20 Ncm.

(H)




COMPONENTES MULTI UNIT

(H)



Torque 20 Ncm.



Torque 30 Ncm.




Torque 30 Ncm.



MULTI UNIT DIGITAL

ANÁLOGO DIGITAL



POSTE DE ESCANEO

Torque 20 Ncm.



Incluye tornillo Multi Unit MU-S0220

(H)

CAD CAM

Torque 30 Ncm.



Incluye tornillo Multi Unit MU-S0220

(H)



(H) Utilizan destornillador corto (MT-RDS30) y largo (MT-RDL30) para uso manual y carraca, hex. 0'05 pulgadas



(T) Supraestructura incluye tornillo protésico (MN-S0160)



(H) Antirrotacional (T) Rotacional



OPCIONES PROTÉSICAS PARA PLATAFORMA **STANDARD** - CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA

PILARES DE CICATRIZACIÓN

Torque 20-25 Ncm.




MH-03375 (alt. 3mm)
MH-04375 (alt. 4mm)
MH-05375 (alt. 5mm)
MH-06375 (alt. 6mm)



MH-53375 (alt. 3mm)
MH-54375 (alt. 4mm)
MH-55375 (alt. 5mm)
MH-56375 (alt. 6mm)



MH-S0448
(alt. 4mm)




MH-S0548
(alt. 5mm)




MH-S0648
(alt. 6mm)

TRANSFER DE IMPRESIÓN


Torque 20-25 Ncm.



MD-I0375
Cubeta abierta




MD-IO481
Cubeta abierta



MD-PF375
Cubeta cerrada
Press Fit


ANÁLOGO DE IMPLANTE




MD-RSM10

PILARES CALCINABLES


Torque 20-30 Ncm.



MD-CPH13



MD-CP013




MD-CC010
Cr. Co.




MD-CC010
Cr. Co.

PILARES TEMPORALES


Torque 20-25 Ncm.




MD-TPH50



MD-TPA10




MD-TCH13



MD-TCH23



MD-TC013



MD-TC023

OPCIONES PROTÉSICAS PARA PLATAFORMA **STANDARD** - CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA

PILARES PARA CEMENTAR


Torque 30 Ncm.



MD-CPK61
(alt. 1mm)



MD-CPC62
(alt. 2mm)



MD-CPC63
(alt. 3mm)




MD-CPC64
(alt. 4mm)




PILARES PARA CEMENTAR

Torque 30 Ncm.




MD-AN151 (alt. 1mm)
15°



MD-AT152 (alt. 2mm)
15°



MD-AT153 (alt. 3mm)
15°



MD-A2510 (alt. 1mm)
25°



PILARES DE BOLA


Torque 30 Ncm.
Llave MT-RB225




MB-N1375 (alt. 1mm)
MB-N2375 (alt. 2mm)
MB-N3375 (alt. 3mm)
MB-N4375 (alt. 4mm)
MB-N5375 (alt. 5mm)

PILAR DE BOLA ANGULADO

Torque 30 Ncm.



MB-AN152
15°



EQUATOR

Torque 30 Ncm.



MK-SOE1 (alt. 1mm)
MK-SOE2 (alt. 2mm)
MK-SOE3 (alt. 3mm)
MK-SOE4 (alt. 4mm)

Llave ET-IT002







OPCIONES PROTÉSICAS PARA PLATAFORMA **STANDARD** - CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA

TI BASE

Torque 30 Ncm.



MD-TB001 ○
MD-TB002 ○



MD-TBC15 ○
MD-FTB15 ○




MD-TBC30 ○
MD-FTB30 ○

(H) (T)

SISTEMA EZ-BASE

Torque 20-25 Ncm.
MT-ELR10 (larga) / MT-ESR10 (corta)



MD-EZB15



MD-E0220
Tornillo Protésico
EZ-Base


ANÁLOGO DIGITAL



MD-MAN10

POSTE DE ESCANEO

Torque 20 Ncm.



MD-SP102


(H) (T)

PILARES MULTI UNIT RECTOS

Torque 30 Ncm.
Llave MT-MURL2




MA-S1480
(alt. 1mm)



MA-SC248 (alt 2mm)
MA-SC348 (alt 3mm)
MA-SC448 (alt 4mm)

PILARES MULTI UNIT ANGULADOS


Torque 20 Ncm.




MA-SO171
17°



MA-SO172
17°



MA-SO301
30°



MA-SO302
30°

(H)

COMPONENTES MULTI UNIT

Torque 20 Ncm.



MU-S0220
Tornillo
Protésico
Multi Unit



MU-H4480
Pilar cicatrización
Incluye Tornillo
MU-S0220



MU-RSM48
Análogo



MU-I0480
Transfer cubeta
abierta



MU-T480
Transfer cubeta
cerrada

Torque 30 Ncm.



MU-TO480
Pilar provisional
Incluye Tornillo
MU-S0220


Torque 30 Ncm.



MU-CP048
Calcinable
Incluye Tornillo
MU-S0220

MULTI UNIT DIGITAL

ANÁLOGO DIGITAL



MU-MAN10

POSTE DE ESCANEO

Torque 20 Ncm.



MU-SP102
Incluye Tornillo
MU-S0220

CAD CAM
Torque 30 Ncm.



MU-CC481
Incluye Tornillo
MU-S0220

(H)

(H)

(H)



(H) Utilizan destornillador corto (MT-RDS30) y largo (MT-RDL30) para uso manual y carraca, hex. 0'05 pulgadas



(T) Supraestructura incluye tornillo protésico (MD-S0220)

○ Antirrotacional ○ Rotacional

OPCIONES PROTÉSICAS PARA PLATAFORMA **WIDE** - CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA

PILARES DE CICATRIZACIÓN

Torque 20-25 Ncm.



MH-W3500 (alt. 3mm)




MH-W0455 (alt. 4mm)
MH-W0555 (alt. 5mm)
MH-W0655 (alt. 6mm)


(H)

TRANSFER DE IMPRESIÓN


Torque 20-25 Ncm.



MW-I0470
Cubeta abierta




MW-I0551
Cubeta abierta



MW-PF550
Cubeta cerrada
Press Fit


ANÁLOGO DE IMPLANTE



MW-RSM10

PILARES CALCINABLES CR. CO.

Torque 30 Ncm.



MW-CCI10




MW-CC010

(H) (T)

PILARES TEMPORALES

Torque 20-25 Ncm.



MW-TPH50




MW-TCH13

(H) (T)

PILARES PARA CEMENTAR

Torque 30 Ncm.




MW-CPK61
(alt. 1mm)



MW-CPC62
(alt. 2mm)




MW-CPC63
(alt. 3mm)



MW-CPC64
(alt. 4mm)

CPC incluyen:
MW-ICH40
Capucha calcinable




MW-P1510
15°

(H) (T)

TI BASE

Torque 30 Ncm.



MW-TB001
MW-TB002




MW-TBC15 (alt. 1.5mm)
MW-FTB15 (alt. 1.5mm)
MW-TBC30 (alt. 3mm)
MW-FTB30 (alt. 3mm)

(H) (T)

SISTEMA EZ BASE

Torque 20-25 Ncm.

MT-ELR10 (larga) / MT-ESR10 (corta)



MW-EZB15



MD-E0220
Tornillo Protésico
EZ-Base

ANÁLOGO DIGITAL



MW-MAN10

POSTE DE ESCaneo

Torque 20 Ncm.



MW-SP102

(H) (T)

Utilizan destornillador corto (MT-RDS30) y largo (MT-RDL30) para uso manual y carraca, hex. 0'05 pulgadas

Supraestructura incluye tornillo protésico (MD-S0220) | Antirrotacional | Rotacional



OPCIONES PROTÉSICAS PARA PLATAFORMA **NARROW** - CONEXIÓN CÓNICA

PILARES DE CICATRIZACIÓN

Torque 20-25 Ncm.

(H)



CN-HS340
(alt. 3mm)




CN-HS440
(alt. 4mm)




CN-HS540
(alt. 5mm)

TRANSFER DE IMPRESIÓN

Torque 20-25 Ncm.



CN-I0330
Cubeta abierta



CN-PF330
Cubeta cerrada
Press Fit

ANÁLOGO DE IMPLANTE




CN-RSM10

PILAR TEMPORAL

Torque 20 Ncm.

(H) (T)




CN-TCI13
○


PILARES PARA CEMENTAR

Torque 30 Ncm.

(H) (T)



CN-CPK61
(alt. 1mm)



CN-CPK62
(alt. 2mm)



CN-CPK63
(alt. 3mm)



CPK incluyen:
MN-ICH40
Capucha Calcinable



CN-AN010
10°



CN-AN020
20°

EQUATOR

Torque 30 Ncm.

(H)



CK-NOE1
(alt. 1mm)



CK-NOE2
(alt. 2mm)



CK-NOE3
(alt. 3mm)



CK-NOE4
(alt. 4mm)



OT-Equators se
venden en kits

Llave ET-IT002



OE-RCP01
Cofia retención
blanda



OE-RCW01
Cofia retención
estándar



OE-MH001
Cazoleta Metálica



(H) Utilizan destornillador corto (MT-RDS30) y largo (MT-RDL30) para uso manual y carraca, hex. 0'05 pulgadas



(T) Supraestructura incluye tornillo protésico (MN-S0160)




○ Antirrotacional ○ Rotacional


OPCIONES PROTÉSICAS PARA PLATAFORMA **NARROW** - CONEXIÓN CÓNICA

TI BASE

Torque 30 Ncm.



CN-TB001
○



CN-TB002
○




CN-TB015
○



CN-TBF15
○



CN-TB030
○




CN-TBF30
○

SISTEMA EZ BASE

Torque 20-25 Ncm.

MT-ELR10 (larga) / MT-ESR10 (corta)



CN-EZB15



MN-E0160
Tornillo Protésico
EZ-Base

ANÁLOGO DIGITAL



CN-MAN10

POSTE DE ESCANEO

Torque 20 Ncm.



CN-SP102


PILARES MULTI UNIT RECTOS

Torque 30 Ncm.


Llave MT-MURL2



CM-N1480
(alt. 1mm)



CM-N2480
(alt. 2mm)




CM-N3480
(alt. 3mm)

PILARES MULTI UNIT ANGULADOS

Torque 20 Ncm.


(H)



CM-NO171
17°



CM-NO172
17°




CM-NO301
30°



CM-NO302
30°

COMPONENTES MULTI UNIT

(H)



MU-S0220
Tornillo Protésico
Multi Unit

Torque 20 Ncm.



MU-H4480
Pilar cicatrización
Incluye Tornillo
MU-S0220



MU-RSM48
Análogo



MU-I0480
Transfer cubeta
abierta



MU-IT480
Transfer cubeta
cerrada

Torque 30 Ncm.



MU-TO480
Pilar provisional
Incluye Tornillo
MU-S0220

Torque 30 Ncm.



MU-CP048
Calcinable
Incluye Tornillo
MU-S0220

MULTI UNIT DIGITAL

ANÁLOGO DIGITAL



MU-MAN10

POSTE DE ESCANEO

Torque 20 Ncm.



MU-SP102
Incluye Tornillo
MU-S0220

CAD CAM

Torque 30 Ncm.



MU-CC481
Incluye Tornillo
MU-S0220



(H) Utilizan destornillador corto (MT-RDS30) y largo (MT-RDL30) para uso manual y carraca, hex. 0'05 pulgadas



(T) Supraestructura incluye tornillo protésico (MN-S0160)



○ Antirrotacional ○ Rotacional



OPCIONES PROTÉSICAS PARA PLATAFORMA **STANDARD** - CONEXIÓN CÓNICA

PILARES DE CICATRIZACIÓN


Torque 20-25 Ncm.




CS-HS248
(alt. 2mm)



CS-HS348
(alt. 3mm)



CS-HS448
(alt. 4mm)




CS-HS548
(alt. 5mm)

(H)

TRANSFER DE IMPRESIÓN

Torque 20-25 Ncm.



CS-I0375
Cubeta abierta



CS-PF375
Cubeta cerrada
Press Fit

(H)


ANÁLOGO DE IMPLANTE



CS-RSM10

PILAR TEMPORAL

Torque 20-25 Ncm.




CS-TCI13


(H) (T)

PILARES PARA CEMENTAR


Torque 30 Ncm.




CS-A0010
(alt. 1mm)



CS-CPK61
(alt. 1mm)



CS-CPK62
(alt. 2mm)




CS-CPK63
(alt. 3mm)




CS-CPK64
(alt. 4mm)



CPC incluyen:
MD-ICH40
Capucha Calcinable



CS-A1510
15°



CS-A2510
25°

(H) (T)

EQUATOR

Torque 30 Ncm.



CK-SOE1
(alt. 1mm)



CK-SOE2
(alt. 2mm)



CK-SOE3
(alt. 3mm)



CK-SOE4
(alt. 4mm)



OT-Equators se
venden en kits

Liave ET-IT002



OE-MH001
Cazoleta Metálica



OE-RCP01
Cofia retención
blanda



OE-RCW01
Cofia retención
estándar

(H)



(H) Utilizan destornillador corto (MT-RDS30) y largo (MT-RDL30) para uso manual y carraca, hex. 0'05 pulgadas




(T) Supraestructura incluye tornillo protésico (MD-S0220)




○ Antirrotacional ○ Rotacional

TI BASE



SISTEMA EZ BASE



ANÁLOGO DIGITAL




POSTE DE ESCANEO

Torque 30 Ncm.




PILARES MULTI UNIT RECTOS

Torque 30 Ncm.



PILARES MULTI UNIT ANGULADOS

Torque 20 Ncm.



COMPONENTES MULTI UNIT

(H)



MULTI UNIT DIGITAL



POSTE DE ESCANEO

Torque 20 Ncm.



CAD CAM

Torque 30 Ncm.



(H) Utilizan destornillador corto (MT-RDS30) y largo (MT-RDL30) para uso manual y carraca, hex. 0'05 pulgadas



(T) Supraestructura incluye tornillo protésico (MD-S0220)



(O) Antirrotacional (R) Rotacional



www.mbmgroupspa.cl | comercial@mbgroup.cl

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN CHILE MBM BUSINESS GROUP SPA.